

## Schulungszentrum Seminarprogramm 2021





# Inhalt

Orthopädietechnik gemeinsam erleben .....	4	HTV-Silikon-Schaft .....	25
Schulungsteam Streifeneder ortho.training .....	7	Pre-preg-Verarbeitung – Basisseminar .....	29
Individuelle Seminarpakete .....	9	Pre-preg-Verarbeitung – Aufbau-seminar .....	31
Unsere Seminare auf einen Blick .....	10	Orthesenbau von A bis Z (KAFO) .....	35
Oberschenkelprothetik – Intensivseminar .....	15	Tipps und Tricks in der Kunststoffverarbeitung .....	39
Unterschenkelprothetik – Intensivseminar .....	17	Gießharztechnik – Basisseminar .....	41
Ganganalyse Unterschenkelprothetik – Intensivseminar .....	19	Informationen .....	42
HTV-Silikon-Handorthese .....	22	Kontakt .....	45
Silikonverarbeitung – Basisseminar .....	23	Anmeldeformular .....	46
RTV-Silikon-Liner .....	24		

## Orthopädietechnik gemeinsam erleben



Die vergangenen Monate waren für das Schulungszentrum Streifeneder ortho.training eine ungewöhnliche Herausforderung: Anstatt mit anderen Fachkräften an der Werkbank zu stehen, Gesprächen zu führen, Netzwerke zu bilden und den Spaß an der orthopädietechnischen Arbeit zu teilen mussten neue Wege eingeschlagen werden, um dem Anspruch in diesem Bereich gerecht zu werden. Mit unseren kostenfreien Webinaren konnte eine Lösung gefunden werden, die sich zwar als äußerst beliebt und praktikabel erwies, jedoch einen wesentlichen Gedanken außen vor lässt: die Aus- und Fortbildung gemeinschaftlich erleben!

Umso mehr freuen wir uns auf das kommende Jahr und die Möglichkeit alle Teilnehmer nicht nur digital, sondern auch wieder persönlich am Standort in Emmering bei München begrüßen zu dürfen. Das vielseitige Programm setzt sich wie gewohnt aus bekannten, aktuellen und neuen Themen wie dem „Silikon-Basisseminar“ zusammen.

Wir freuen uns auf Sie!  
Ihr Schulungsteam



## Schulungsteam Streifeneder ortho.training

Durchgeführt werden die Seminare von unserem hoch qualifizierten Schulungsteam. Alle Mitarbeiter bringen einen orthopädietechnischen Hintergrund mit und kennen als Praktiker den direkten Kontakt zum Patienten. Besonderen Wert legt das Team auf die Umsetzbarkeit des erlernten Fachwissens im Werkstattalltag. Im Rahmen vielfach durchgeführter Seminare können die Referenten auf einen großen Erfahrungsschatz bauen und zahlreiche Praxistipps vermitteln. Durch die Evaluierung der Referenten, die wir nach jedem Seminar durchführen, garantieren wir eine fortlaufend hohe Lehrqualität.


Bei Fragen oder für Anregungen steht Ihnen das Team jederzeit unter [training@streifeneder.de](mailto:training@streifeneder.de) zur Verfügung.



Daniela Winklbauer  
Organisation



Stefanie Grennerth  
Organisation




Fabian Goller  
Orthopädietechniker




Sabine Kosse  
Orthopädietechniker-Meisterin  
B.Sc. Orthobionik



Selina Maier  
Orthopädietechnikerin  
B.Sc. Orthobionik




Dominik Rudolph  
Orthopädietechniker-Meister



Leopold Vogt  
Orthopädietechniker

Bauen  
Sie sich Ihr  
eigenes  
Seminar-Paket!





## Individuelle Seminarpakete

Ob ein Seminartag mit zwei verschiedenen Themen, drei Trainings in drei Monaten oder die geballte Ladung an Fachwissen in einer Woche – gerne entwickeln wir mit Ihnen ein individuelles Seminar-Paket. Je nach Zielgruppe haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Kurse als Einsteiger- oder Profi-Seminar zu gestalten. Bitte beachten Sie, dass bei individuellen Seminaren die Mindestteilnehmerzahl 3 Personen beträgt.

Ihr Kontakt:


Daniela Winklbauer  
training@streifeneder.de  
T +49 8141 6106-200

Um eine hohe Qualität der einzelnen Schulungen zu gewährleisten, sind unsere Seminare auch in diesem Jahr beim Institut für Qualitätssicherung und Zertifizierung (IQZ) akkreditiert.

# Unsere Seminare auf einen Blick

Im Januar und Februar finden keine Seminare statt.

		Pre-preg-Verarbeitung – Basisseminar 01.03. – 02.03.2021			
		Pre-preg-Verarbeitung – Aufbauseminar 03.03. – 04.03.2021	Pre-preg-Verarbeitung – Basisseminar 06.04. – 07.04.2021	Gießharztechnik – Basisseminar 03.05. – 04.05.2021	
		Silikon-Verarbeitung – Basisseminar 08.03. – 09.03.2021	Pre-preg-Verarbeitung – Aufbauseminar 08.04. – 09.04.2021	Silikon-Verarbeitung – Basisseminar 10.05. – 11.05.2021	Unterschenkelprothetik – Intensivseminar 08.06. – 10.06.2021
		HTV-Silikon-Handorthese 10.03. – 12.03.2021	Tipps und Tricks in der Kunststoffverarbeitung 15.04.2021	Pre-preg-Verarbeitung – Basisseminar 17.05. – 18.05.2021	Ganganalyse Unterschenkelprothetik – Intensiv 11.06.2021
		RTV-Silikon-Liner 22.03. – 24.03.2021	Oberschenkelprothetik – Intensivseminar 19.04. – 23.04.2021	Pre-preg-Verarbeitung – Aufbauseminar 19.05. – 20.05.2021	Orthesenbau von A bis Z (KAFO) 14.06. – 18.06.2021
		HTV-Silikon-Schaft 29.03. – 31.03.2021	HTV-Silikon- Handorthese 27.04. – 29.04.2021	RTV-Silikon-Liner 25.05. – 27.05.2021	Tipps und Tricks in der Kunststoffverarbeitung 22.06.2021
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni





Seminare aus dem Bereich Prothetik



## Oberschenkelprothetik – Intensivseminar

Inhalt: Alle anatomischen und orthopädiotechnischen Grundlagen zur Herstellung einer modularen Oberschenkelprothese vermitteln wir Ihnen in diesem Intensivseminar.

- Erstellung von Gipsnegativen nach neuesten Erkenntnissen in der anatomischen Schaftgestaltung
- Modelltechnik
- Anfertigung eines Testschaftes
- statische und dynamische Anprobe mit Fehleranalyse
- Anfertigung eines zweiten Schaftes, um das erlernte Praxiswissen zu vertiefen

Nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie zum Seminar Ihre eigenen Patienten mit!

Wir bitten Sie hierbei um vorherige und frühzeitige Absprache.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.

Referent: Dominik Rudolph

Zielgruppe: Orthopädietechniker

Termin 1: 19.04. – 23.04.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 2: 11.10. – 15.10.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Der letzte Seminartag endet um 12:30 Uhr.

Teilnahmegebühr: 1.400,00 €

Punkte: IQZ: 43





## Unterschenkelprothetik – Intensivseminar

Inhalt: In diesem Intensivseminar geben wir Ihnen einen theoretischen Überblick über verschiedene Versorgungsvarianten bei Unterschenkelprothesen. Hierbei werden unterschiedliche Verschluss- und Haftchaftsysteme berücksichtigt und im Detail erklärt. Im praktischen Part des Seminars wird selbstständig eine anprobefertige Unterschenkelprothese hergestellt. Dabei erlernen Sie unter Anleitung:

- Soft Socket und KBM oder Vakuumsystem mit Liner
- Maßnahme und Gipsabdruck am Patienten
- Modellieren des Gipspositivs
- je nach Bedarf: Anfertigung eines Weichwandinnentrichters
- Tiefziehen eines PET-Probeschäftes
- lotgerechter Prothesenaufbau
- statische und dynamische Anprobe
- Fehleranalyse

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.

Referent: Sabine Kosse

Zielgruppe: Orthopädietechniker

Termin 1: 08.06. – 10.06.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 2: 14.09. – 16.09.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Der letzte Seminartag endet um ca. 16:00 Uhr.

Teilnahmegebühr: 850,00 €

Punkte: IQZ: 30

Wir empfehlen im Anschluss die Teilnahme am Seminar „Ganganalyse Unterschenkelprothetik – Intensivseminar“.



## Ganganalyse Unterschenkelprothetik – Intensivseminar

Inhalt: Im Intensivseminar „Ganganalyse Unterschenkelprothetik“ erlernen Sie in Theorie und Praxis die häufigsten Gangabweichungen und deren Beseitigung. Mithilfe der Videoanalyse-Software PRO.vision wird das Gangbild erfasst und analysiert. Die live entstehenden Videosequenzen dienen als Hilfestellung bei der Bewertung der einzelnen Bewegungsmuster. Von der statischen bis zur dynamischen Anprobe erlernen Sie die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Einstellung der Unterschenkelprothese.

Sie erlernen:

- biomechanische Wirkungsprinzipien
- Gangabweichungen zu erkennen und zu beseitigen
- Gangmuster zu optimieren

Alle Einstellungen werden an den Prothesen vorhandener Testläufer vorgenommen und anschließend von den Teilnehmern bewertet und optimiert.

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.

Referent: Sabine Kosse  
Zielgruppe: Orthopädietechniker  
Termin 1: 11.06.2021: 9:00 – 17:00 Uhr  
Termin 2: 17.09.2021: 9:00 – 17:00 Uhr  
Teilnahmegebühr: 210,00 €  
Punkte: IQZ: 10



Seminare aus dem Bereich Silikon-Verarbeitung

# HTV-Silikon-Handorthese

- Inhalt: Schritt-für-Schritt zur Silikonorthese. In diesem Seminar können Teilnehmer nach einer praktischen Einführung alle Arbeiten an einem eigenen Gipsmodell durchführen:
- Gipsmodellation und Oberflächenbearbeitung für die Silikontechnik
  - Anmischen und Einfärben von Silikon in unterschiedlichen Shore-Härten
  - Überlappende Laschentechnik, Carbon-Silikonverbund
  - Einarbeitung von Verschlussystemen
  - Tipps zur Oberflächengestaltung
- Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.
- Referent: Fabian Goller
- Zielgruppe: Orthopädietechniker
- Termin 1: 10.03. – 12.03.2021: 08:30 – 17:00 Uhr
- Termin 2: 27.04. – 29.04.2021: 08:30 – 17:00 Uhr
- Termin 3: 18.10. – 20.10.2021: 08:30 – 17:00 Uhr
- Der letzte Seminartag endet um ca.12:00 Uhr.
- Teilnahmegebühr: 1.350,00 €
- Punkte: IQZ: 21



## Silikonverarbeitung – Basisseminar

- Inhalt: In diesem Seminar erlernen die Teilnehmer die Grundkenntnisse zur Verarbeitung von HTV- und RTV-Silikonem.
- Die Schwerpunkte des Seminars sind:
- Anforderung an die Werkstatt/Grundausstattung
  - Anfertigung eines RTV-Silikonpads
  - Anrühren von HTV-Silikon, Einbringen von Farbe
  - Auflegen von HTV-Silikon
- Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.
- Referent: Fabian Goller  
Zielgruppe: Orthopädietechniker
- Termin 1: 08.03. – 09.03.2021: 08:30 – 17:00 Uhr  
Termin 2: 10.05. – 11.05.2021: 08:30 – 17:00 Uhr  
Termin 3: 04.10. – 05.10.2021: 08:30 – 17:00 Uhr
- Der letzte Seminartag endet um ca.12:00 Uhr.
- Teilnahmegebühr: 250,00 €  
Punkte: IQZ sind beantragt

## RTV-Silikon-Liner

Inhalt: Als Einsteiger im Bereich individuelle Silikonliner lernen Sie die Eigenschaften und Herstellung von Maßliniern kennen.

Im Verlauf des Seminars erlernen Sie:

- Gipsvorbereitung
- Erstellung der Gießform
- verschiedene RTV-Silikone
- Gießen eines Liners unter Vakuum
- Einarbeitung der Pin-Tasse
- Stoffkaschierung

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 5 Personen begrenzt.

Referent: Fabian Goller

Zielgruppe: Orthopädietechniker

Termin 1: 22.03. – 24.03.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 2: 25.05. – 27.05.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 3: 23.11. – 25.11.2021: 09:00 – 17:00 Uhr  
Der letzte Seminartag endet um 12:00 Uhr.

Teilnahmegebühr: 1.100,00 €

Punkte: IQZ: sind beantragt





## HTV-Silikon-Schaft

Inhalt:	<p>In diesem Seminar erlernen die Teilnehmer die Erstellung eines HTV-Innenschaftes mit Ventil.</p> <p>Nach einer praktischen Demonstration können die einzelnen Arbeitsschritte von den Teilnehmern selbstständig am vorhandenen Gipsmodell durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gipsmodellation und Oberflächenbearbeitung für die Silikontechnik</li><li>• Einarbeitung eines Ventils</li><li>• Einarbeitung eines Implosionsschutzes</li><li>• Anmischen und Einfärben von Silikon in unterschiedlichen Shore-Härten</li></ul> <p>Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen.</p> <p>Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.</p>
Referent:	Fabian Goller
Zielgruppe:	Orthopädietechniker
Termin 1:	29.03. – 31.03.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
Termin 2:	08.11. – 10.11.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
	Der letzte Seminartag endet um 12:00 Uhr.
Teilnahmegebühr:	1.750,00 €
Punkte:	IQZ: 21



Seminare aus dem Bereich Pre-preg



## Pre-preg-Verarbeitung – Basisseminar

Inhalt: Als Einsteiger im Bereich Pre-preg-Verarbeitung lernen Sie die Eigenschaften und Herstellung von Composite Materialien sowie deren Einsatz in der Orthopädietechnik kennen.

Das Seminar umfasst:

- Materialkunde
- Konstruktionskriterien
- selbstständige Fertigung einer DAFO
- ausführliche Designoptionen
- Vergleich und Diskussion der Anfertigungsstücke

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt.

Referent: Sabine Kosse, Fabian Goller

Zielgruppe: Orthopädietechniker

Termin 1: 01.03. – 02.03.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 2: 06.04. – 07.04.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 3: 17.05. – 18.05.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 4: 20.09. – 21.09.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 5: 15.11. – 16.11.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Der letzte Seminartag endet um 12:00 Uhr.

Teilnahmegebühr: 510,00 €

Punkte: IQZ: 14



## Pre-preg-Verarbeitung – Aufbauseminar

- Inhalt: Fortgeschrittene erlernen in diesem Kurs die Einarbeitung von Passteilen und Gelenken in den Pre-preg-Verbund. Pro Kursteilnehmer kann ein Werkstück mit einem Gelenk in Pre-preg-Technik hergestellt werden.  
Die Programmpunkte umfassen:
- weiterführende Materialkunde
  - Konstruktionskriterien bei der Verwendung von Passteilen/Gelenken sowie Profilierungen
  - selbstständige Fertigung einer AFO mit Gelenk
  - Vergleich und Diskussion der Anfertigungsstücke
- Bei Teilnehmern ohne Erfahrung in der Pre-preg-Verarbeitung ist der Pre-preg-Basiskurs Voraussetzung für die Teilnahme.  
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.
- Referent: Sabine Kosse, Fabian Goller
- Zielgruppe: Orthopädietechniker
- Termin 1: 03.03. – 04.03.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
- Termin 2: 08.04. – 09.04.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
- Termin 3: 19.05. – 20.05.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
- Termin 4: 22.09. – 23.09.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
- Termin 5: 17.11. – 18.11.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
- Der letzte Seminartag endet um 12:00 Uhr.
- Teilnahmegebühr: 630,00 €
- Punkte: IQZ: 14





Seminare aus dem Bereich Orthetik



## Orthesenbau von A bis Z (KAFO)

Inhalt: In diesem praxisorientierten Seminar stellen die Teilnehmer selbstständig eine anprobefertige Ganzbeinorthese her. Dabei werden alle einzelnen Schritte vom Gipsabdruck bis hin zur fertig gegossenen Orthese erlernt. Die Gipsabnahme findet gegenseitig unter den Teilnehmern statt.

- Maßnahme und Gipsabdruck
- Justierachsen setzen
- Modellieren des Gipspositivs
- Tiefziehen einer PET-Probeschale
- Systemgelenke am Modell anrichten
- Armierung/Gießen einer KAFO-Orthese
- Fehleranalyse

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 3 Personen.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.

Referent: Fabian Goller, Sabine Kosse

Zielgruppe: Orthopädietechniker

Termin 1: 14.06. – 18.06.2021: 09:00 – 17:00 Uhr

Termin 2: 25.10. – 29.10.2021: 09:00 – 17:00 Uhr  
Der letzte Seminartag endet um ca.16:00 Uhr.

Teilnahmegebühr: 1.600,00 €

Punkte: IQZ: 50

Gut zu wissen:

Jeder Teilnehmer darf sowohl den vollständigen Parallelrichtsatz (145M60) als auch die von ihm im Seminar angefertigte Orthese mit nach Hause nehmen.




Seminare aus dem Bereich Material-Verarbeitung



## Tipps und Tricks in der Kunststoffverarbeitung

Inhalt:	<p>Dieses Seminar bietet einen generellen Überblick über alle gängigen Kunststoffarten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Material Streifyflex, das sich als praktischer „Allrounder“ in den letzten Jahren einen festen Platz bei der Erstellung von Orthesen gesichert hat. Gerne möchten wir Ihnen in diesem Seminar mit einigen Tipps und Tricks zeigen, wie Sie das Material zukünftig noch effektiver für Ihre Anwender nutzen können.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Erläuterung von verschiedenen/neuen Anwendungsgebieten</li><li>• Einarbeitung von Laschen und Verschlüssen</li><li>• Überziehen mit Stoffen</li><li>• Aufdoppelung des Materials ohne Blasenbildung</li><li>• verschiedene Designmöglichkeiten</li><li>• Kniffe bei der Verarbeitung</li><li>• Fertigung einer Handorthese und eines Innenschuhs aus Streifyflex</li></ul> <p>Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen. Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt.</p>
Referent:	Sabine Kosse
Zielgruppe:	Orthopädietechniker
Termin 1:	15.04.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
Termin 2:	22.06.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
Termin 3:	12.07.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
Termin 4:	06.12.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:	220,00 €
Punkte:	IQZ: sind beantragt





## Gießharztechnik – Basisseminar

- Inhalt: Im Basisseminar „Gießharztechnik“ werden Ihnen fundierte theoretische Grundkenntnisse vermittelt, die im anschließenden Praxisteil angewandt und vertieft werden.  
Gemeinsam werden verschiedene Armierungskonzepte erstellt und der dazu passende Harztyp ermittelt.  
Folgende Seminarinhalte erwarten Sie:
- Laminieren und Gießen in Theorie und Praxis
  - Anfertigen eines Werkstücks
  - Analyse der verschiedenen Armierungskonzepte
- Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt.
- Referent: Fabian Goller
- Zielgruppe: Auszubildende der Orthopädietechnik, Orthopädietechniker, Orthopädieschuhmacher
- Termin 1: 03.05. – 04.05.2021: 09:00 – 17:00 Uhr
- Termin 2: 06.09. – 07.09.2021: 09:00 – 17:00 Uhr  
Der letzte Seminartag endet um 13:00 Uhr.
- Teilnahmegebühr: 330,00 €
- Punkte: IQZ: 14

## Informationen

### Zum Seminarablauf

Wir bitten Sie, bei allen Praxisseminaren Arbeitskleidung mitzubringen. Eine persönliche Schutzausrüstung wird Ihnen gestellt. Die tatsächlichen Zeiten können unter Umständen vom Zeitplan abweichen.

Für die Verpflegung während der Seminare wird gesorgt. Nach der Seminarteilnahme erhalten Sie ein persönliches Teilnehmerzertifikat.

### Seminargebühren

Der/die Teilnehmer/in verpflichtet sich, mit der schriftlichen Anmeldung die jeweilige Seminargebühr nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 14 Tagen an die Streifeneder ortho.production GmbH zu überweisen.

Bitte geben Sie bei der Überweisung den Seminartitel und das Veranstaltungsdatum an. Alle Seminarpreise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt. und beinhalten die im Seminar benötigten Verbrauchsmaterialien, Unterlagen, Teilnahmezertifikate sowie die Verpflegung während der Seminare.

Um Ihnen die Anreise zu erleichtern, beraten wir Sie gerne bei der Auswahl eines unserer Partnerhotels. Wir bitten Sie, die Zimmerreservierung selbst vorzunehmen.

Entstehende Kosten für die Anreise und Unterkunft werden von der Streifeneder ortho.production GmbH nicht übernommen.

### Rücktritt

Der Rücktritt vom Seminar ist nur in Schriftform – auch per Telefax und E-Mail möglich. Der Rücktritt kann kostenfrei, ohne Angabe von Gründen, bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Bei einer Stornierung bei weniger als 3 Wochen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn fallen 75 % der Seminarkosten an. Im Falle eines Rücktritts innerhalb von weniger als 2 Wochen vor Seminarbeginn entsteht eine Stornogebühr in Höhe von 100 % der Seminarkosten. Bei Nichterscheinen ohne vorherige Rücktrittserklärung fällt die volle Seminargebühr an. Stornogebühren entstehen nicht, wenn ein Ersatzteilnehmer am Seminar teilnimmt. Bitte teilen Sie uns in diesem Fall die Namensänderung schriftlich mit.

### Absagen durch den Veranstalter

Bei unvorhergesehener Verhinderung des Dozenten oder bei höherer Gewalt behält sich die Firma Streifeneder ortho.production GmbH vor, die Veranstaltung terminlich zu verschieben, Änderungen im Programmablauf vorzunehmen, den Dozenten zu wechseln oder das Seminar ganz ausfallen zu lassen. Gleiches gilt für den Fall, dass das Buchungsaufkommen für ein Seminar sich als zu gering erweist. In solchen Fällen werden die Teilnehmer unverzüglich informiert, bereits geleistete Seminargebühren werden umgehend zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche (bspw. Regress- bzw. Schadensersatzansprüche) sind hieraus nicht abzuleiten und werden ausgeschlossen. Auf Wunsch kann die Anmeldung auf das nächste Seminar umgebucht werden.



# Kontakt

## Veranstaltungsort

Streifeneder ortho.production GmbH  
Schulungszentrum Streifeneder ortho.training  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering

## Organisation/Anmeldung

Daniela Winklbauer / Stefanie Grennerth  
T +49 8141 6106-200  
F +49 8141 6106-50  
training@streifeneder.de  
www.streifeneder.de/training

## Seminarinhalte

Fabian Goller  
T +49 8141 6106-2307  
F +49 8141 6106-75  
training@streifeneder.de  
www.streifeneder.de/training

# Anmeldeformular

Unternehmen

Kundennummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail

Seminar

Seminartermin

Teilnehmer/-in

Teilnehmer/-in 1 Name/Vorname

Teilnehmer/-in 2 Name/Vorname

Teilnehmer/-in 3 Name/Vorname

Teilnehmer/-in 4 Name/Vorname

Notizen

Notizen

Notizen

Bitte das Formular vollständig ausfüllen. Die Anmeldung ist verbindlich. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung bei Eingang der Anmeldung. Bitte senden Sie diese Anmeldung per Fax (08141 6106-50) oder per E-Mail (training@streifeneder.de)

Datum

Unterschrift und Firmenstempel





Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering  
Germany  
T +49 8141 6106-0  
F +49 8141 6106-50  
training@streifeneder.de  
www.streifeneder.de/training



300W115/D 2020-11

Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt. Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 21.11.2020, können sich Änderungen ergeben. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie jederzeit unter [www.streifeneder.de/op](http://www.streifeneder.de/op) einsehen können.

